

## Fiche Technique

**Référence : TRO 2230 FLJ**

Gencod : 3760098252251

Référence trousse vide : TRO 2571 TV

Référence réassort : FAR 2032 PR

Référence box (de 8) : BOX 2230 FLJ



*Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part*

Photo non contractuelle

**Trousse de secours « Multirisques »**

**4/6 personnes**

**Fermeture par zip - Accroche ceinture par sangle**

**Multi poches de rangement**

**Trousse en EVA Jaune Fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN 471**

**Dimensions :** 215 mm x 135 mm x 60 mm

**Poids :** 420 g

### Composition :

- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 6 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 12 épingles de sûreté
- 1 doigtier en cuir
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 5 compresses d'alcool à 70 °
- 5 compresses anti coups au calendula
- 3 sachets de crème réparatrice petites brûlures, petites gerçures
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 1 livret premiers soins en 10 langues

**Se glisse aisément dans une boîte  
à gants et s'accroche à la ceinture**